

ORGENTEC Diagnostika GmbH

Carl-Zeiss-Straße 49-51

55129 Mainz - Germany

Phone: +49 (0) 61 31 / 92 58-0

Fax: +49 (0) 61 31 / 92 58-58

Internet: www.orgentec.com

Návod k použití

2013-09



ORG 305 Flush Routine Solution

KRÁTKÝ POPIS

Flush Routine Solution je příslušenství pro čištění zdravotnických prostředků, přístrojů Alegria®. Určen pro profesionální použití v laboratořích pouze.

POUŽÍVANÉ SYMBOLY

	Výrobce
	Katalogové číslo
	Dostačuje pro
	Kód šarže
	Spotřebuje do
	Teplotní omezení
	Viz návod k použití

PRINCIP TESTU

Flush Routine Solution má být použit pro čištění Alegria® nástroje je jehel a trubkami v měsíční cyklus máchání. V první Rinse kruhu je zředěný roztok Flush Rutinní práce: Systém a mytí pozice jsou propláchnout 5 minut inkubační dobu každý. Tento postup se provádí pro obě jehly / trubky systémů.

Pak v druhé máchání kruh destilované vody se používá pro spláchněte nadměrné Flush řešení. V tomto kroku není inkubační doba je nutná.


Poradte Alegria® nástroj návod pro obsluhu přístroje.

UPOZORNĚNÍ A PREVENCE

- Vyhněte se kontaktu s kůží. Používejte rukavice na jedno použití. V případě kontaktu s pokožkou, okamžitě vypláchněte velkým množstvím čisté, tekoucí vody po dobu nejméně 10 minut. Přivolejte lékařskou pomoc pokud potíže přetrvávají. Odstraňte potřísněný oděv a obuv a před opětovným použitím vyperte.
- Vyhněte se kontaktu s očima. Používejte ochranu očí. Po kontaktu s očima důkladně vypláchněte otevřené oči tekoucí vodou po dobu nejméně 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

- Vyhněte se vdechování. V případě vdechnutí postiženého na čerstvý vzduch.
- Nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte make-up v oblastech, kde se manipuluje s Flush Běžné řešení.
- Nepolykejte. Pokud požití vypláchněte ústa vodou, vyplivnout. Při požití vypít Glas vody pomalu. Nepropagujte zvracení. Pokud se při spontánním zvracení, aby hlava ovlivněna hluboko v poloze na břichu, aby se zabránilo aspiraci. Vyhledejte lékařskou pomoc
- Pro nakládání s odpady laboratorní národní nebo regionální právních předpisů musí být dodrženy.

OBSAH SOUPRAVY

- ▽ 1 ORG 305-01 Dostačuje pro 1
- ▽ 12 ORG 305-12 Dostačuje pro 12
- 20 ml Flush řešení, modrá, vodný roztok hydroxidu draselného <0.5% a detergent. 100x soustředit.
-  1 Alegria® Pokyny pro použití: Alegria® Mini-DVD

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

- Skladujte Flush Routine Solution při 10-30 ° C.
- Před otevřením činidlo Flush Routine Solution je stabilní do data expirace na štítku.
- Nepoužívejte Flush Routine Solution po datu expirace.

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ

- destilovaná nebo deionizovaná voda
- odměrný válec na 1000 ml, 2500 ml

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ

Nařed'te obsah Flush Routine Solution koncentrátu (20 ml) s destilovanou nebo deionizovanou vodou na konečný objem 2000ml.

PŘÍPRAVA SLOŽEK

- **Připravte Alegria® nástroj**
Alegria® program nabízí speciální nastavení pro měsíční systém Flush: stiskněte tlačítko "Nastavení" a stiskněte "služba" na displeji.
- **Připravte nádoby Alegria reagensiemi**
Dejte 1000 ml čerstvě rozpuštěného Alegria® Flush Routine Solution v kontejneru systému tekutin.
Dejte 500 ml čerstvě rozpuštěného Alegria® Flush Routine Solution v každém z kontejnerů promývacím roztokem.
- **První opláchněte kruh: Čištění systému**
Postupujte podle pokynů na displeji: 5 minut inkubační doba pro každý krok.
- **Druhý cyklus máchání: Flushing deionizovanou vodou**
Prázdné všechny tři Alegria činidlo nádoby důkladně vypláchněte vodou deionizovanou vodou.
Dejte 1000 ml deionizované vody v nádrži systému tekutin.
Dejte 500 ml deionizované vody v každém z kontejnerů promývacím roztokem.
Postupujte podle pokynů na displeji: ne inkubační doba vyžaduje.

DŮLEŽITÉ PŘIPOMENUTÍ

- Na konci proplachovací rutiny zlikvidujte všechny nepoužité řešení od činidla kontejnerů Alegria!
Nahradte čerstvou System Fluid a promývacím roztokem.
- Jednou za týden důkladně vyčistit všechny Alegria reagenční nádoby pomocí štětce a komerčně dostupné laboratorní čisticí prostředek.
- Po vyčištění reagenční nádoby důkladně opláchněte deionizovanou vodou.