




Laerdal[®]
helping save lives





Little Baby QCPR

Vychováváme kvalitní záchranáře

Little Baby QCPR zdokonaluje programy pro trénink kojenecké KPR tím, že poskytuje kvalitní trénink s celkovou zpětnou vazbou v reálném čase, efektivním monitorováním více studentů a zvýšeným zapojením díky hernímu prvku.



Možnosti zpětné vazby



Aplikace QCPR Instructor
Umožňuje sledovat více studentů najednou

- Lze připojit k 1 až 6 figurínám
- Ukazuje aktuální a celkovou zpětnou vazbu k výkonu KPR
- Po tréninku poskytuje návrhy ke zlepšení
- Výsledky jsou uloženy v aplikaci
- Závody QCPR pro zlepšení zapojení
- Stahujte zdarma v obchodech App Store a Google Play



Aplikace QCPR Learner
Umožňuje sledovat jejich vlastní výkon

- Lze připojit k 1 figuríně
- Ukazuje aktuální a celkovou zpětnou vazbu k výkonu KPR
- Po tréninku poskytuje návrhy ke zlepšení
- Výsledky jsou uloženy v aplikaci
- Stahujte zdarma v obchodech App Store a Google Play

SkillGuide

- Možnost zapojení typu „plug & play“
- Možnost použití samostatně nebo v kombinaci s oběma aplikacemi
- Umožňuje studentům sledovat jejich vlastní výkon

INFORMACE K OBJEDNÁNÍ:

Konfigurace Little Baby QCPR

Little Baby QCPR – světlá

Little Baby QCPR – tmavá

Little Baby QCPR – světlá (balení po 4)

Little Baby QCPR – tmavá (balení po 4)

Možnosti zpětnovazebních zařízení QCPR

SkillGuide

Aplikace QCPR Instructor – Android/iOS

Aplikace QCPR Learner – Android/iOS

Spotřební materiál

Little Baby QCPR plíce (balíček po 24)

Little Baby QCPR / tváře panenky Anny – světlá

Little Baby QCPR / tváře panenky Anny



Klíčové prvky

- Zpětnovazební technologie pro kvalitní KPR týkající se míry stlačení, hloubky, odporu, frakce stlačení hrudníku, polohy rukou a ventilace
- Zpětná vazba s pláčem pro nácvik při dušení
- Monitorování více studentů z dlaně ruky
- Herní prvek pro zpestření učení
- Realistický vzhled a pocit dítěte

Podrobnosti naleznete na www.laerdal.com/LittleBabyQCPR