

Excel

Evakuační křeslo

Evacusafe Excel je neuvěřitelně silný, jeho pracovní hmotnost činí 227 kg. Jeho pásy vytvářejí na hraně schodů tření, které působí jako brzda a zpomaluje decentrální pohyb, což umožňuje plynulý kontrolovaný provoz.

- **Jednoduché dvoukrokové nastavení pro snadné nasazení**
- **Pogumovaná rukojeť pro bezpečné uchopení obsluhou**
- **Zádová opěrka po celé délce s polštářkem pod hlavu pro pohodlí cestujících**
- **3bodové nastavitelné bezpečnostní pásy pro větší bezpečnost**
- **Ploché, otevřené sedadlo pro snadný a flexibilní přístup**
- **Stálá 4 kola pro optimální manévrovatelnost**
- **Integrované opěrky rukou a nohou pro pohodlí a oporu**
- **Brzda zadního kola při zastavení židle**
- **Popruh na suchý zip, pokud je vyžadována dodatečná opora pro cestující**
- **Složí se naplocho pro montáž na stěnu**



Součástí dodávky je židle

- Ochranný kryt proti prachu

- Luminiscenční nástěnná cedule
- Příručka pro obsluhu

- Instruktažní DVD