


Little Junior QCPR – torso dítěte pro nácvik KPR



Little Junior QCPR

Figurína nové generace Little Junior obsahuje možnost měření QCPR a technologii pro poskytování zpětné vazby, díky kterým již nemusíte dávat instrukce na základě odhadů – a to vše ve vaší dlani. Figurína Little Junior QCPR pracuje s aplikací instruktora, která umožňuje sledovat a vést až šest studentů najednou, a aplikací studenta, která studentům umožňuje sledovat jejich výkon.

Figurína Little Junior QCPR pomáhá instruktorům zvýšit kvalitu a účinnost výuky KPR a zároveň do výuky přidává prvek zábavy a zaujetí, čímž studenti motivuje.⁽¹⁾

Všechny stávající figuríny Little Junior mohou být snadno a rychle převedeny na QCPR pomocí sady Little Junior QCPR Upgrade Kit.


Little Junior QCPR

Možnosti zpětné vazby

Technologie zpětné vazby figuríny Little Junior QCPR poskytuje:

- Zpětnou vazbu ke kompresím a ventilaci v reálném čase
- Přehled celkového skóre a návrhy pro zlepšení
- Podrobnosti o uvolňování kompresí, jejich hloubce a frekvenci, ventilovaném objemu a počtu kompresí/ventilací/cyklů


Bylo prokázáno, že nácvik vedený instruktorem za pomoci QCPR technologie má lepší výsledky než nácvik vedený pouze instruktorem ve smyslu získání technických dovedností při kompresích hrudníku.⁽²⁾



QCPR aplikace instruktora

Umožňuje instruktorem sledovat více studentů najednou

- Zdarma ke stažení v App Store
- Lze připojit k 1 až 6 figurínám
- Ukazuje aktuální a celkovou zpětnou vazbu k výkonu KPR
- Po nácviku poskytuje návrhy na zlepšení
- Výsledky jsou uloženy v aplikaci
- Mód závodu



QCPR aplikace studenta

Umožňuje studentům sledovat jejich vlastní výkon

- Lze připojit k 1 figuríně
- Ukazuje aktuální a celkovou zpětnou vazbu k výkonu KPR
- Po nácviku poskytuje návrhy na zlepšení
- Výsledky jsou uloženy v aplikaci
- Zdarma ke stažení v App Store a Google Play



SkillGuide

- Poskytuje možnost připojení prostřednictvím technologie Plug and Play
- Možnost použití samostatně nebo v kombinaci s oběma aplikacemi



INFORMACE PRO OBJEDNÁVÁNÍ

128-01050 Little Junior QCPR

128-03050 Little Junior QCPR, tmavý

129-01050 Little Junior QCPR, balení po 4 kusech

129-03050 Little Junior QCPR, tmavý, balení po 4 kusech

128-60750 Little Junior QCPR Upgrade Kit

Příslušenství a spotřební materiál

123-30050 SkillGuide s prodlužovacím kabelem

123-50550 Prodlužovací kabel pro SkillGuide

183210 Dýchací cesty Junior (bal. po 25 ks)

123211 Dýchací cesty Junior (bal. po 100 ks)

15120103 Ochrany obličeje figuríny (6 rolí po 36 ks)

152400 Ubrousky na figurínu (bal. po 50 ks)

152401 Ubrousky na figurínu (bal. po 1200 ks)

183010 Obličeje Junior (bal. po 6 ks)

183015 Obličeje Junior, tmavé (bal. po 6 ks)



Všechny stávající figuríny Little Junior mohou být snadno a rychle převedeny na QCPR