




FT 13 Thermometer


 german
 engineering


Flexible Messspitze



Warnton, wenn Messergebnis über 37,8°C
 (Fieberton)



Wasserdicht



Digitales Fieberthermometer

Messungen in ca. 30 Sekunden

Signalton bei Messende

1 Speicherplatz

Messgenauigkeit:

±0,1°C: 35,5°C–42,0°C (±0,2°F: 95,9°F–107,6°F)

±0,2°C: 32,0°C–35,4°C ; 42,1°C–42,9°C

(±0,4°F: 90°F–95,7°F ; 107,8°F–109,9°F)

Extra großes Display

Desinfektionsfähig

Ohne Glas, quecksilberfrei

Mit Aufbewahrungskappe

Inkl. 1 x 1,5V Batterie LR41

Batteriewechselanzeige

Abschaltautomatik

Anzeige von °C und °F

Lieferung im praktischen Verkaufsdisplay

Produktmaße (LxBxH): 142 x 23 x 13 mm

Produktgewicht: ca. 12,9 g (inkl. Batterie)

Medizinprodukt

5 Jahre Garantie

VE: 20 / Transportkarton: 10 x 20

EAN-Nr.: 4211125 79109 4

Art.-Nr.: 791.09