

USTAR EasyNAT System

Katalogové číslo	Název produktu	Specifikace	Počet testů v balení	CE certifikát	Typ vzorku	Délka testu	Expirace
U20223	Diagnostic Kit for Novel-Coronavirus(2019-nCoV) RNA (Isothermal Amplification-Real Time Fluorescence Assay)	Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2	20 tests/kit	CE-IVDD	Nasopharyngeal, oropharyngeal swab, sputum, saliva	25 min	12 měsíců
U20103	Diagnostic Kit for M.tuberculosis Complex DNA (CPA Assay)	Mycobacterium Tuberculosis Complex (MTC)	20 tests/kit	CE-IVDR	Sputum, BALF, Urine	65 min	12 měsíců
U201002-20	EasyNAT MTC/NTM Assay	Mycobacterium Tuberculosis Complex /Non-tuberculous Mycobacterium (MTC/NTM)	20 tests/kit	CE-IVDD	Sputum	65 min	12 měsíců
U20201	Diagnostic Kit for Mycoplasma Pneumoniae DNA (CPA Assay)	Mycoplasma Pneumoniae (MP)	20 tests/kit	CE-IVDR	Oropharyngeal swab	35 min	12 měsíců
U20206	EasyNAT Rapid Flu Assay	Influenza A and influenza B (fluA/fluB)	20 tests/kit	CE-IVDR	Oropharyngeal swab	39 min	12 měsíců
U20208	EasyNAT Rapid RSV Assay	Respiratory Syncytial Virus (RSV)	20 tests/kit	CE-IVDR	Oropharyngeal swab	39 min	12 měsíců
U20209	EasyNAT BP Assay	Bordetella pertussis (BP)	20 tests/kit	CE-IVDR	Nasopharyngeal swab	49 min	12 měsíců
U202004-20	EasyNAT BP erythromycin Resistance Assay	Bordetella pertussis erythromycin resistance	20 tests/kit	CE-IVDD	Pharyngeal swab	58 min	12 měsíců
U202005-20	EasyNAT SP Assay	Streptococcus pneumoniae(SP)	20 tests/kit	CE-IVDD	Sputum, Bronchoalveolar Lavage Fluid (BALF)	35 min	12 měsíců
U202006-20	EasyNAT LP Assay	Legionella Pneumophila (LP)	20 tests/kit	CE-IVDD	Sputum, oropharyngeal swab, environmental water samples	49 min	12 měsíců

USTAR EasyNAT System

Katalogové číslo	Název produktu	Specifikace	Počet testů v balení	CE certifikát	Typ vzorku	Délka testu	Expirace
U20302	Diagnostic Kit for Mycoplasma Genitalium DNA (CPA Assay)	Mycoplasma Genitalium (MG)	20 tests/kit	CE-IVDR	Urine	61 min	12 měsíců
U20304	Diagnostic Kit for HSV 1&2 DNA (CPA Assay)	Herpes Simplex Virus 1&2 (HSV 1&2)	20 tests/kit	CE-IVDR	Herpes fluid	55 min	12 měsíců
U20303	EasyNAT UU Assay	Ureaplasma Urealyticum (UU)	20 tests/kit	CE-IVDR	Male urinary tract secretions, female genital tract secretions	49 min	12 měsíců
U203005-20	EasyNAT UU/MH Assay	Ureaplasma Urealyticum and Mycoplasma Hominis (UU/MH)	20 tests/kit	CE-IVDD	Male urinary tract secretions, female genital tract secretions	55 min	12 měsíců
U20311	EasyNAT GBS Assay	Group B Streptococcus (GBS)	20 tests/kit	CE-IVDR	Vaginal swab	49 min	12 měsíců
U203002-20	EasyNAT Human Parvovirus B19 Assay	Human Parvovirus (B19)	20 tests/kit	CE-IVDD	Human plasma, serum	56 min	12 měsíců
U203004-20	EasyNAT TP Assay	Treponema Pallidum (TP)	20 tests/kit	CE-IVDD	Skin lesion swab sample	55 min	12 měsíců
U203009-20	EasyNAT TV Assay	Trichomonas Virus (TV)	20 tests/kit	CE-IVDD	Male urinary tract secretions, female genital tract secretions	52min	12 měsíců
U203011-20	EasyNAT HPV 16/18 Assay	Human Papilloma Virus (HPV) 16/18	20 tests/kit	CE-IVDD	Endocervical swab, genital tract secretion swab	51 min	12 měsíců
U203012-20	EasyNAT HPV 6/11 Assay	Human Papilloma Virus (HPV) 6/11	20 tests/kit	CE-IVDD	Endocervical swab, genital tract secretion swab	51 min	12 měsíců

USTAR EasyNAT System

Katalogové číslo	Název produktu	Specifikace	Počet testů v balení	CE certifikát	Typ vzorku	Délka testu	Expirace
U203001-20	EasyNAT CT/NG Assay	Chlamydia Trachomatis / Neisseria Gohorrhoeae (CT/NG)	20 tests/kit	CE-IVDR	Male urinary tract secretions, female genital tract secretions,Urine	55 min	12 měsíců
U203010-20	EasyNAT Malaria Assay	Malaria	20 tests/kit	CE-IVDD	Fingertip blood, human plasma and whole blood	47 min	12 měsíců
U202028-20	EasyNAT Monkeypox Virus Assay	Monkeypox virus(MPXV)	20 tests/kit	CE-IVDD	Human skin lesion exudate dry swab	49 min	12 měsíců
U218009-20	Vibrio Cholerae	Vibrio Cholerae	20 tests/kit	CE-IVDD	Raw or unpreserved unformed (liquid or soft) stool and water sample		12 měsíců